



FIT használati utasítás

Ebben a FIT csomagban
a következőket találja:



1. Ellenőrizze




Születési dátum




Név

Ezek az Ön adatai? Ha nem, hívja a LifeLabs telefonszámát, az 1-833-676-1426-ot


2. Írja a dobozra a dátumot (nap, hónap, év)




3. Pisiljen és húzza le a védét





4. Készítse elő a kagylót




5. Ürítsen székletet




6. Vegyen mintát



7. Húzza le a védét



8. Adja le személyesen, vagy postázza a dobozt



A LEGJOBB, HA
2
NAPON BELÜL
MEGTESZI

CANADA POST POSTES CANADA

VAGY

LifeLabs®
locations.lifelabs.com

VAGY

Ha Indián Rezervátum területén él,
vegye fel a kapcsolatot az egészségügyi
központtal vagy ápoló-állomással,
ahol megtudhatja, hol adhatja le a mintát

Hozzáférhető formátumban van szüksége erre az információra?

1-877-280-8538 | TTY 1-800-855-0511 | info@ontariohealth.ca



Ontario Health
Cancer Care Ontario

Az Ontario Ministry of Health támogatásával
Az Ontario Health (Cancer Care Ontario) által átdolgozva a KAISER PERMANENTE CENTRE FOR HEALTH RESEARCH
(NIH támogatás száma: UH3 CA 188640) és az UCSF Health Outcomes Policy & Economics (HOPE) Kutatási Program engedélyével
HUNGARIAN