



Santé Ontario
Action Cancer Ontario

Remarque importante :

- Ces instructions relatives au test immunochimique fécal (TIF) ne sont pas destinées à être utilisées avant le 1er juillet 2026. Santé Ontario (Action Cancer Ontario) change de fournisseur de dispositif TIF, ce qui entraîne une modification des instructions relatives au TIF.
- Les instructions relatives au TIF figurant dans ce document sont fournies à titre purement informatif afin de permettre aux fournisseurs de soins primaires de se familiariser avec le nouveau dispositif TIF et son mode d'emploi.
- Continuez de consulter santeontario.ca/consignestif pour accéder aux instructions actuelles du TIF.

Consignes pour effectuer votre TIF

Cette trousse de TIF comprend :




A



B



C



D

1. Vérifiez

A



Votre nom




Votre date de naissance


S'agit-il bien de vos renseignements personnels ?

Si ce n'est pas le cas, téléphonez à In-Common Laboratories au 1-833-FIT-POOP (1-833-348-7667)


2. Datez



3. Urinez et tirez la chasse d'eau




4. Préparez la cuvette




5. Faites vos selles




6. Tournez pour ouvrir




7. Passez le bâtonnet sur les selles



8. Tournez pour fermer



9. Agitez le tube



10. Tirez la chasse d'eau



11. Retournez votre échantillon



Avez-vous besoin de ces renseignements dans un format accessible?
1-877-280-8538 | TTY 1-800-855-0511 | info@ontariohealth.ca

Financement assuré par le ministère de la Santé de l'Ontario
Adapté par Santé Ontario (Action Cancer Ontario) avec la permission du Kaiser Permanente Center for Health Research (subvention NIH n° UH3 CA188640) et du programme de recherche sur les politiques et économie des résultats en matière de santé de l'UCSF (HOPE)



Santé Ontario
Action Cancer Ontario